

Externe Zuweiser

qfm_09-24-A3_Anforderungsschein_RHD-fetal_externer-Zuweiser

Anforderungsschein RHD-fetal: Externe Zuweiser

erstellt: 21.07.2011 Singer St.
bearb.: 15.02.2016 Singer St.

geprüft: 23.06.2016 Newesely-Meyer M.
Freigabe: 5.8.2016 QM Ladner B.

Ausgabestatus: 5.6

Seite 1 von 2

Fetale Rhesus D Bestimmung

Abnahme: ab der 12. Schwangerschaftswoche (SSW)
Analyse: innerhalb von 4 Wochen
Blutprobe: sofort verschicken, siehe Seite 2, **keine Kühlung (Gel wird sonst zerstört)**
Zweitprobe: bei einem Rhesus D negativen Ergebnis, muss eine 2. Blutabnahme erfolgen

*HIER
PATIENTENETIKETTE*

NAME

bitte Namensänderung während der Schwangerschaft bekannt geben / **Name ledig:**

VORNAME

Geburtsdatum

*HIER
Stempel Einsender*

Blutabnahme Blutbank IBK 1. Stock ohne Termin: Montag bis Freitag 8 - 14 Uhr, außer Donnerstag 9 - 14 Uhr

Probenabnahme: Montag und Dienstag
(auch Mittwoch und Donnerstag möglich, bei raschem Verschicken!)

Blutabnahme: **10 ml EDTA mit Trenngel (wichtig)**
(Firma Greiner Bio-One, Firma Sarstedt K₂EDTA Sep, oder Firma BD)
5 ml EDTA ohne Trenngel

Info zum Versand: siehe Rückseite (bei Fragen: 0512 504 22944) (Überweisungsschein!)

Anamnestische Angaben lt. Mutter-Kind-Pass bei der Blutabnahme:

AB0 (Blutgruppe) und Rhesus der Mutter: _____

Anzahl der Schwangerschaften: _____

Blutabnahme erfolgte in Schwangerschaftswoche (ab 12): _____

Resorption bzw. Absterben eines Mehrling bekannt: Ja: Nein:

Kontrolle der Angaben durch die Abnahme:

Abnahmedatum (und Uhrzeit): _____ Unterschrift Abnahme: _____

vom HLA-Labor auszufüllen:

Barcode

Probeneingang:

1. Probe: 2. Probe:

Externe Zuweiser

qfm_09-24-A3_Anforderungsschein_RHD-fetal_externe-Zuweiser

Anforderungsschein RHD-fetal: Externe Zuweiser

erstellt: 21.07.2011 Singer St.
bearb.: 15.02.2016 Singer St.

geprüft: 23.06.2016 Newesely-Meyer M.
Freigabe: 5.8.2016 QM Ladner B.

Ausgabestatus: 5.6

Seite 2 von 2

**Wir empfehlen die Blutabnahme an der Blutbank Innsbruck durchzuführen.
(Informationen zu weiteren Möglichkeiten ... – bitte anrufen)**

Informationen zum Versand:

1) Zentrifugation möglich:

- Montag oder Dienstag: innerhalb von **48h** Stunden (EMS)
- Proben SOFORT nach Abnahme **zentrifugieren:**
10 Minuten ohne fast stop (ev. Bremse 4)
je nach Hersteller der Blutabnahmeröhrchen:
bei 1100g (Fa. BD), 2500g (Fa. Sarstedt), 2000g (Fa. Greiner)
- Keine Kühlung!
(Lagerung der Proben bei Raumtemperatur – sonst wird das Gel zerstört)
- Überweisung- oder Konsiliarschein notwendig!

2) Keine Zentrifugation möglich:

- Proben müssen innerhalb von **24h** abgegeben werden
- Keine Kühlung!
(Lagerung der Proben bei Raumtemperatur - sonst wird das Gel zerstört)
- Überweisung- oder Konsiliarschein notwendig!

Versandadresse:

Zentralinstitut für Bluttransfusion und Immunologische Abteilung
HLA-Labor (3.Stock)
Anichstraße 35
A-6020 Innsbruck